



Nieuwsbrief

Innocare ligstelsysteem óók zeer goed ter preventie en behandeling van decubitus én kan het gebruik van Middelen/Maatregelen voorkomen!

Ideale temperatuur én vochtafvoer

Innocare heeft sinds kort nieuwe slopen en hoeslakens. Het is een speciaal ontwikkeld materiaal, Coolover, dat zorgt voor een constante huidtemperatuur. En dat niet alleen, de Cooloverhoes® absorbeert vocht ook beter. Deze twee componenten zijn essentieel in het tegengaan van decubitus.



Als de huid 100% vochtig is, dan is de sterkte van de huid afgenomen tot 4% van de normale sterkte

De beste drukverdeling én wisselhouding

Het unieke materiaal, HDX Low-Zone®, dat door Innocare wordt gebruikt, zorgt in alle situaties voor een lagere externe druk op het lichaam. Daarnaast kun je met behulp van de steunen iemand gemakkelijk wisselen van houding. Lagere druk en wisselhouding zijn essentieel in het tegengaan van decubitus¹ én contracturen.

Comfort én redressie

De combinatie van steunen en HDX low-zone® gevulde kussens maakt dat het lichaam een lage spierspanning heeft waardoor zowel wondgenezing als lichaamssymmetrie verbeteren.

Benieuwd naar de volgende nieuwsbrief houdt ons in de gaten.

Volg Innocare op LinkedIn of neem contact met ons op

info@innocare.nl / [026-3883598](tel:026-3883598)

¹Verpleegkundigen & verzorgenden Nederland. Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling. November 2011